

*Cildiniz Zamana
Meydan Okusun!!*



CCL BEAUTY LASER

*Cildiniz Zamana
Meydan Okusun!!*

Conductive ways of Light	guiding light from sapphire crystal
Crystal's temperature	-8 °C ~ 1 °C
Operating Language	6 kinds (can be customized)
Cooling System	Semiconductor Cooling+Air Cooling+Water Cooling
Output Power	1500W
Input Power	AC110/220±10% 50HZ/60HZ
Gross Weight	35kg
Machine size	59*35*31cm
Package Dimensions	61*47*48cm
OPT SHR (Fast Hair Removal)	
Filter Wavelength	640nm 480nm 530nm
pulse width modulation	1-10ms
Frequency	1-5 p/s
Energy	1-50J/cm ²
Normal Elight IPL System	
The First Pulse Width	1--10ms, 0.1ms for adjustable unit
The First Pulse Delay	1--100ms, 1ms for adjustable unit
Pulse Number	1--10
Discharge Interval	2--4s
Wavelength	Optional from the 480nm--640nm to 1200nm
Energy	IPL Energy: 1--50J/cm ²
	RF Energy: 1--50J/cm ²
Spot Size	15*50mm ²



Dermoklinika Sağlık Kozmetik Elektronik
Eğitim Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

A. Bahçeşehir 2.Kısım Mah. 12. Cad. Saygı Yapı Koop. 12U
Başakşehir - İstanbul

T. +90 212 509 40 50 F. +90 212 509 40 50

dcpharma.com.tr  dc.pharma

Cildiniz Zamana MEYDAN OKUSUN!

CCL Face Laser, benign pigmentli lezyonlar, kutanöz lezyonlar, kutanöz vasküler lezyonlar, saç azalması ve püstüler iltihaplı akne vulgaris için uygulanan ve gen ekspresyonunu değiştirerek anti-aging yani yaşlanmayı tamamen durduran bir tedavi tekniğidir.

CCL Laser tedavisi kaç seanstan oluşur?

- İhtiyaç duyulan tedavi sayısı hastadan hastaya değişiklik gösterir ve doktorunuz sizin için gerekli olan iyileştirme seviyesine dayalı size özel bir tedavi planı gerçekleştirir. Ayrıca doktorunuz gerekli olduğu durumlarda, sonuçlarınızı optimize etmek için tedavinizi diğer popüler estetik prosedürleriyle de birleştirebilir. Yılda en az bir kez olmak üzere düzenli tedavi gören hastalar, CCL Laser tedavilerine ilk başladıkları andan on yıl daha genç göründükleri ispatlanmıştır.

CCL tedavisinin yan etkileri var mı?

- CCLL'den yan etkiler açısından hiç çekinmeyin, bu konuda oldukça kesin bir dille güvence veriliyor. Cildiniz yanmayacak, rahatsız olmayacak, üstünde lekeler ve kızarıklıklar oluşmayacak. Tedaviden birkaç saat sonra rutin hayatınıza dönebileceksiniz, herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmeyecek. Fakat ilk birkaç saat boyunca cildinizi dış etkenlerden, özellikle de güneş ışıklarından korumalısınız.

Tedaviden sonra nelere dikkat edilmeli?

- CCL Tedavisin'den sonra dikkat etmeniz gereken tek şey cildinizi birkaç saat boyunca güneşten ve diğer çevresel etkenlerden korumak. Uygulamayı yaptırdığınız güzellik merkezi veya klinikte size bunu ne şekilde yapmanız gerektiğini izah edecek, hatta koruyucu maske uygulayacaklardır.

CCL Lazer ile giderilebilen cilt sorunları:

- Yüz ve boyun bölgelerinizdeki sarkıklıktan şikayetçiyse,
- Cildinizde kurtulmak istediğiniz sivilce izleri varsa,
- Kollarınızın sarkıklığı moralinizi bozuyorsa,
- Yüzünüzü sarmaya başlayan çizgiler ve kırışıklıklardan kurtulmak istiyorsanız,
- Kahverengi lekeler ve diğer cilt lekelerinden muzdaripseniz,
- Yüzünüzdeki geniş gözenekler ve renk tonu farklılıkları canınızı sıkıyorsa
CCL tedavisi durumu belirgin derecede değiştirecektir.

CCL Lazer, sadece cilt yaşını geriye almakla kalmaz, aynı zamanda cildin görünümünü etkileyen renk bozukluklarını güneş lekeleri ve kılcal damar problemlerini tedavi edilmesini sağlar.

BAŞLIKLAR



BLUE LIGHT

480NM FOR ACNE
VASCULAR LESION



YELLOW LIGHT

530 NM RED FACE,
RED NOSE SPIDER,
SKIN REJUVENATION
WRINKLE, SPECKLE
REMOVAL



RED LIGHT

640NM FOR
HAIR REMOVAL

ÖZELLİKLERİ

- IPL +RF Multi-Function:
- Hair Removal, Depilation
- Skin Rejuvenation, Photo Rejuvenation
- Skin Tightening & Lifting
- Pigment Removal, Vascular Rreatment



CCL
HEALTHY HAPPY LIFE